



Product datasheet

Abri-Soft Superdry, Art. Nr. 254123



Beschreibung:

Einweg-Krankenunterlage, Farbe: blau, mit Zellstoff-Flocke und Superabsorber (SAP).
Zellstoff-Flocke 82 g/m², Nonwoven (Vliesstoff) 11 g/m², PE 20 g/m², 6 g SAP.
Gebleicht ohne Anwendung von Chlor.
Frei von chlor-basierten Kunststoffen, Phthalaten und anderen endokrin wirkenden Substanzen.
Produziert für Abena A/S, DK, gemäß ISO 9001:2008.

Verwendung:

Geeignet für inkontinente Endverbraucher als Bettschutz. Ebenso geeignet bei verschiedenen medizinischen bzw. pflegerischen Vorgängen.
Die Krankenunterlage ist an allen vier Seiten geschlossen. Diagonal unter dem Anwender gelegt, bietet es optimalen Schutz.

CE

CE-Label gemäß der EU-Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EEC, Annex VII, class 1.

Sterilisation:

Nicht steriles Produkt.
Sterilisationsmethode: Ethylen-Oxid (EtO).

Packaging:

Packung: LDPE-Folie Transportkarton: Pappkarton

Lagerung, Haltbarkeit und Entsorgung:

Lagerung: Trocken und sonnengeschützt lagern.
Haltbarkeit, ungeöffnet: 5 Jahre.
Entsorgung: LDPE-Folie und Pappkarton kann verbrannt oder recycelt werden.



Product datasheet

| Artikelnummer | Produkt | Größe | Gewicht | Rothwell ISO 11948-1 | Stück je Packung/Karton |
|---------------|--------------------|----------|---------|-------------------------|----------------------------|
| 254123 | Abri-Soft Superdry | 60x90 cm | 60 g | 1500 ml | 30/120 |

CGS / 20120302