



Produktdatenblatt

Abri-Soft Ultra Light, Art. Nr. 1000018312

(Vormals 25411822 ABRI-SOFT Eco light)



Beschreibung:

Einweg-Krankenunterlage, Farbe: blau, mit Zellstoff-Flockenfüllung.
Zellstoff-Flocke 24 g, Nonwoven (Vliesstoff) 6 g, PE 10,3 g.
Gbleicht ohne Anwendung von Chlor.
Frei von chlor-basierten Kunststoffen, Phthalaten und anderen endokrin wirkenden Substanzen.
Produziert für Abena A/S, DK, gemäß ISO 9001:2008.
Umweltzertifikate „Nordic Swan“ und „FSC“

Verwendung:

Zur Verwendung als feuchtigkeitsabsorbierende Unterlage für inkontinente Patienten und bei unsterilen medizinischen und pflegerischen Vorgängen, wie Wundverbandswechsel und Blutentnahme. Behält eine trockene Oberfläche, bewahrt den natürlichen PH-Wert der Haut und beugt Feuchtigkeits-assoziierten Hautproblemen vor. Feuchtigkeitsundurchlässige Ränder und Rückseite sorgen für extra Nässeschutz auch auf Roll-Stühlen und Sitzen.

CE

CE-Label gemäß 2017/245/MDR

Sterilisation:

Nicht steriles Produkt.

Verpackung:

Packung: LDPE-Folie Transportkarton: Pappkarton

Lagerung, Haltbarkeit und Entsorgung:

Lagerung: Trocken und sonnengeschützt lagern.
Haltbarkeit, ungeöffnet: 5 Jahre.
Entsorgung: LDPE-Folie und Karton kann verbrannt und recycelt werden.

Artikelnummer	Produkt	Größe	Gewicht	Saugstärke nach Rothwell ISO 11948-1	Stück je Packung/Karton
1000018312	Abri-Soft Ultra Light	60x90 cm	42 g	777 ml	25/50