



# Vinyl Handschuhe, puderfrei

**Art. Nr.**  
**4431, 4424 –**  
**4426, 4430**



## **Beschreibung**

---

Untersuchungshandschuhe aus Vinyl

Puderfrei

Unsteril

Transparent

Glatte Oberfläche

Mit Rollrand

Weichmacher: DINP

Zugelassen für die Handhabung von nicht-fettigen Lebensmitteln

Produziert für Abena A/S, DK in China unter ISO 9001

## **CE**

---

CE-Kennzeichnung gemäß EU-Direktive 93/42/EEC Klasse I

AQL 1.5 gemäß den Forderungen des harmonisierten Standards EN 455-1

## **Standards**

---

EN 455-1, 2, 3 & 4

EN 374 1-3

EN 420

EN 388 (0,0,0,0)

## **Stärke**

---

Handfläche 0,16 mm (+/- 0,03)

Finger 0,12 mm (+/- 0,03)

Handgelenk 0,10 mm (+/- 0,03)



# Vinyl Handschuhe, puderfrei

Gewicht medium

5,00 gr. (+/- 0,3)

## Lagerung/Handhabung

Lagertemperatur: 10 – 30°C

Handhabung: Vermeidung von Hitze, Feuchtigkeit, Lichteinstrahlung und Ozon

Mindesthaltbarkeit: 5 Jahre ab Produktionsdatum

## Physische Eigenschaften

Reißfestigkeit

Vor dem Test 3.6 Newton

Nach dem Test bei 70°C für 166 Stunden 3.6 Newton

Dehnfähigkeit

Vor dem Test min. 300 %

Nach dem Test bei 70°C für 166 Stunden min. 300 %

## Durchgeführte Tests

Sensibilisierungstest

Hautreiztest

Zytotoxizität

Reißfestigkeit

Puderrückstände

Virenpenetration (getestet nach ASTM F 1671)

## Zusammensetzung

Chemikalien	CAS
PVC	---
DINP	28553-12-0
Viskositätsverringerer JNJ	64742-47-8
Polyurethanebeschichtung	---
Ca-Zn Stabilisator	---

Chemikalien	CAS	Durchdringungszeit	Klasse
Natriumhydroxid 6%	1310-73-2	< 480 min.	6

getestet nach EN 374-3



# Vinyl Handschuhe, puderfrei

Art. Nr.	Produkt	Größe	Handfläche (+/- 4)	Länge mm (+/-5)	Kartons pro Palette	Anzahl Spender/Karton
4431	X-small	5-6	75	240	36	100/1000
4424	Small	6-7	85	240	36	100/1000
4425	Medium	7-8	95	240	36	100/1000
4426	Large	8-9	105	240	36	100/1000
4430	X-Large	9-10	115	240	36	100/1000