

Technisches Datenblatt/ Technical Data Sheet

Stand / Status:
2019-08

Lagenkrankenunterlage/ Layered undersheet

Bewährte Krankenunterlage aus umweltfreundlichen Zellstofflagen für den bedarfsgerechten Einsatz / Quality undersheet made from environmentally friendly cellulose layers to meet the patient's needs



Produktangaben/ Product information

Größe / Size (cm)	REF	Lagen / Layer	Saugleistung / Absorption	PZN
40 x 60	104606M	6	250g +/- 10%	02426826
40 x 60	104608M	8	270g +/- 10%	00559612
40 x 60	104610M	10	300g +/- 10%	00559629
40 x 60	104612M	12	350g +/- 10%	06178087
40 x 60	104620M	20	420g +/- 10%	00559693
60 x 60	106606M	6	360g +/- 10%	00560213
60 x 60	106610M	10	470g +/- 10%	00560236
60 x 90	106906M	6	615g +/- 10%	00560259
60 x 90	106908M	8	660g +/- 10%	00560331
60 x 90	106910M	10	700g +/- 10%	00560609
60 x 90	106912M50	12	800g +/- 10%	00561046
60 x 90	106920M	20	1050g +/- 10%	00561052

* Aufstellung aller Größen + REFs in der jeweils zugehörigen Produktübersicht im Produktkatalog. / See list of all sizes and product codes in the corresponding product overview in product catalogue.

Allgemeine Informationen / General information

Materialzusammensetzung / Material composition

Ausgangsmaterial: Hydrophiles Spinnvlies, Saugschicht aus Zellstoffwatte, Schutzfolie aus Polyethylen. / Basic material: Hydrophilic spun-bonded fabric, absorbent layer of cellulose fluff, protective foil of polyethylene.

Haltbarkeit / Shelf life

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung: kühl und trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht in der Toilette entsorgen. / 5 years if stored properly: store in a cool and dry place, protect from sunlight. Do not dispose of in the toilet.

Prüfnorm / Testing standard

ISO 111948-1;

Qualitätszertifikate / Quality certificates

- EN ISO 13485:2012
- 93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I / Medical product of class I

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Verträglichkeit und Beständigkeit kann zu Personen- und Sachschäden führen. Die Meditrade GmbH übernimmt keine Haftung für falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialveränderungen / Infektionsrisiken können bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten Änderungsstands. Irrtümer, Druckfehler sowie Änderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.