

PE-Einmalschürze / PE disposable apron

Unsere PE-Schürze in verschiedenen Ausführung
Our PE apron in various models



Produktdaten / Description

REF	Größe / Size	Dicke / Thickness	Farbe / Color	Ausführung / Variation	Verpackung / Packing
3591	140 x 75 cm	Ca./approx. 50 µm	Blau / blue	Unsteril, im Beutel, zur Einzelentnahme / Non-sterile, packed individually in pouch	Packung / Package: 50 St. / pcs. Karton / Carton: 10 Pckg.
3690	125 x 81 cm	Ca./approx. 30 µm	Weiß / white	Unsteril, im Beutel, zur Einzelentnahme / Non-sterile, packed individually in pouch	Packung / Package: 100 St. / pcs. Karton / Carton: 10 Pckg.
3691	140 x 81 cm	Ca./approx. 30 µm	Weiß / white	Unsteril, im Beutel, zur Einzelentnahme / Non-sterile, packed individually in pouch	Packung / Package: 100 St. / pcs. Karton / Carton: 10 Pckg.
3692	160 x 81 cm	Ca./approx. 30 µm	Weiß / white	Unsteril, im Beutel, zur Einzelentnahme / Non-sterile, packed individually in pouch	Packung / Package: 100 St. / pcs. Karton / Carton: 10 Pckg.
3687	125 x 81 cm	Ca./approx. 30 µm	Weiß / white	Unsteril, geblockt, einzeln abreibar / Non-Sterile, on hanger block, for tearing-off individually	Packung / Package: 50 St. / pcs. Karton / Carton: 10 Pckg.
3688	140 x 81 cm	Ca./approx. 30 µm	Weiß / white	Unsteril, geblockt, einzeln abreibar / Non-Sterile, on hanger block, for tearing-off individually	Packung / Package: 50 St. / pcs. Karton / Carton: 10 Pckg.
3694	160 x 81 cm	Ca./approx. 30 µm	Weiß / white	Unsteril, geblockt, einzeln abreibar / Non-Sterile, on hanger block, for tearing-off individually	Packung / Package: 50 St. / pcs. Karton / Carton: 10 Pckg.

Allgemeine Informationen / General information

Allgemeine Hinweise / General information

- Einmalschürze aus LDPE / Disposable LDPE apron
- Mit Verschlussbndern an der Taille fr optimalen Sitz / With closing ties at the waist to ensure a perfect fit
- Strapazierfhig und feuchtigkeitsundurchlssig / Hard-wearing and impermeable to moisture
- Angenehmer Tragekomfort durch leichtes Material / Lightweight material for good wearer comfort

Materialzusammensetzung / Material composition

Spin-Vliesstoff, Meltblown-Vliesstoff / Spunbond-nonwoven, Meltblown-nonwoven

Haltbarkeit / Shelf life

5 Jahre bei produktgerechter Lagerung (Trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schtzen) / 5 years if stored properly (store in a cool and dry place, protect from sunlight)

Qualittscertifikate / Quality certificates

EN 14126

EN ISO 13485:2012 + AC:2012

93/42/EWG / EEC: Medizinprodukt der Klasse I / Medical product of class I

Wichtiger Hinweis: Nichtbeachtung der Informationen, insbesondere zur Verwendung, Vertrglichkeit und Bestndigkeit kann zu Personen- und Sachschden fhren. Die Meditrade GmbH bernimmt keine Haftung fr falschen Einsatz der Produkte. Es handelt sich um ein Produkt zum Einmalgebrauch – Materialvernderungen / Infektionsrisiken knnen bei Mehrfachgebrauch nicht ausgeschlossen werden. Die hier enthaltenen Informationen entsprechen dem Zeitpunkt des letzten nderungsstands. Irrtmer, Druckfehler sowie nderungen behalten wir uns vor. Holen Sie im Zweifelsfall fachkundigen Rat ein. Die jeweils aktuellen Produktinformationen finden Sie auf unserer Homepage www.meditrade.de.

Important Note: Non-observance of the information, especially in view of use, compatibility and durability may lead to damage to persons and / or material. Meditrade does not take any liability in case of improper use. This is a single use product – changes in material / infection risk cannot be excluded in case of multiple use. All information included correspond with the last document amendment date. Errors, literal mistakes and changes expected. In case of doubt please seek expert advice. Please find any up-dated product information on our homepage www.meditrade.de.